

临床急诊检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法）
说明书

【产品名称】

通用名称：临床急诊检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法）

【包装规格】

A型：1人份/盘片，10人份/盒；

B型：1人份/盘片，10人份/盒。

A型不含稀释液，B型含稀释液。

【预期用途】

本产品与天津微纳芯科技股份有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血浆或血清中天门冬氨酸转氨酶（AST）、肌酸激酶（CK）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、乳酸脱氢酶（LDH）、α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）、葡萄糖（GLU）、淀粉酶（AMY）、尿酸（UA）、肌酐（CRE）、钾（K⁺）、钠（Na⁺）、氯（Cl⁻）、二氧化碳（CO₂）的浓度或活性。血液中上述13项物质活性或浓度的改变，常见于心血管、肝脏、肾脏疾患及水电代谢障碍等。检测血液中这些物质的活性或浓度，对相关疾病的辅助诊断具有重要意义。

【适用仪器】

天津微纳芯科技股份有限公司生产的全自动生化分析仪 Celcare M1/M2/M5 型和全自动生化分析仪 Pointcare M1/M3/M4/M3i/M3ix4 型。

【检验原理】

本产品基于分光光度法原理，对样品中13项生化指标的浓度或活性进行定量测定。各检测项目反应原理如下：

a) 天门冬氨酸转氨酶（AST，速率法）：
L-天门冬氨酸与α-酮戊二酸在AST催化作用下生成L-谷氨酸和草酰乙酸，草酰乙酸在苹果酸脱氢酶（MDH）的催化下生成L-苹果酸，同时将NADH氧化，NADH在340/405nm有吸收峰，吸光度下降速率与样品中AST活性成正比。

L-天门冬氨酸+α-酮戊二酸 \xrightarrow{AST} 草酰乙酸+L-谷氨酸
草酰乙酸+NADH+H⁺ \xrightarrow{MDH} L-苹果酸+NAD⁺

b) 肌酸激酶（CK），速率法

磷酸肌酸在肌酸激酶的作用下生成三磷酸腺苷（ATP）和肌酸，在己糖激酶（HK）催化下，葡萄糖和三磷酸腺苷（ATP）发生磷酸化反应，生成葡萄糖-6-磷酸（G6P）与二磷酸腺苷（ADP）。葡萄糖-6-磷酸在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）催化下脱氢，生成6-磷酸葡萄糖酸，同时使NADP还原为NADPH。NADPH在340/405nm有吸收峰，吸光度大小和样品中肌酸激酶活性成正比。

磷酸肌酸 \xrightarrow{CK} ATP+肌酸
葡萄糖+ATP \xrightarrow{HK} G6P+ADP
G-6-P+NADP⁺ $\xrightarrow{G-6-PD}$ 6-PG+NADPH

c) 肌酸激酶同工酶（CK-MB），免疫抑制法

血液中CK包括CK-MM、CK-MB等同工酶。在肌酸激酶试剂中加入CK-MB抗体，可完全抑制CK-MB亚基的活性，而不影响CK-B亚基的活性。在340/405nm处，吸光度大小和样品中CK-B亚基的活性成正比。将所得检测结果乘以2，即为CK-MB活性。

d) 乳酸脱氢酶（LDH），速率法

在乳酸脱氢酶作用下，乳酸氧化为丙酮酸，同时氧化型辅酶I（NAD⁺）被还原为NADH。NADH在己糖激酶的催化下经过后续反应生成有色物质，有色物质在505/800nm处有吸收峰，吸光度上升速率与样品中乳酸脱氢酶的活性成正比。

L-乳酸+NAD⁺ \xrightarrow{LDH} 丙酮酸+NADH+H⁺
NADH+H⁺+INT \xrightarrow{HK} NAD⁺+甲斐

e) α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH），速率法

α-羟丁酸脱氢酶催化α-酮丁酸还原成α-羟丁酸，同时使NADH氧化成NAD⁺，在340/405nm处吸光度下降速率与样品中α-HBDH活性成正比。

α-酮丁酸+NADH $\xrightarrow{\alpha-HBDH}$ α-羟丁酸+NAD⁺

f) 葡萄糖（GLU），己糖激酶法

在己糖激酶（HK）催化下，葡萄糖和三磷酸腺苷（ATP）发生磷酸化反应，生成葡萄糖-6-磷酸（G6P）与二磷酸腺苷（ADP）。葡萄糖-6-磷酸在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）催化下脱氢，生成6-磷酸葡萄糖酸，同时使NADP还原为NADPH。NADPH在340/405nm有吸收峰，吸光度大小和样品中葡萄糖浓度成正比。

葡萄糖+ATP \xrightarrow{HK} G6P+ADP
G-6-P+NADP⁺ $\xrightarrow{G-6-PD}$ 6-PG+NADPH+H⁺

g) 淀粉酶（AMY），EPS法

淀粉酶催化分解2-氯-4-硝基苯酚-麦芽二糖苷（CNP-G2）为麦芽二糖和2-氯-4-硝基苯酚（CNP）。后者在405/505nm有吸收峰，吸光度上升速率与样品中淀粉酶活性成正比。

CNP-G2+H₂O \xrightarrow{AMY} CNP+G2

h) 尿酸（UA），酶法

尿酸在尿酸酶（UAO）催化下，生成尿酸酶和过氧化氢。过氧化氢和4-氨基安替比林、3,5-二氯-2-羟苯基胺在过氧化物酶（POD）的催化下，生成有色物质在505/600nm处有吸收峰，吸光度大小与样品中尿酸含量成正比。

尿酸+O₂+H₂O \xrightarrow{UAO} 尿酸酶+CO₂+H₂O₂
2H₂O₂+4-氨基安替比林+DHBSA \xrightarrow{POD} 靛胺乙酸+H₂O

i) 肌酐（CRE），肌氨酸氧化酶法

肌酐在肌酐酶（CAH）的催化下水解生成肌酸，肌酸在肌酸酶（CRH）的催化下水解产生肌氨酸和尿素。肌氨酸在肌氨酸氧化酶（SAO）的催化下氧化成甘氨酸、甲醛和过氧化氢。在过氧化氢酶（POD）作用下，TBHBA被过氧化氢氧化并与4-氨基安替比林偶联显色，在546/700nm处色泽深浅与样品中肌酐含量成正比。

肌酐+H₂O \xrightarrow{CAH} 肌酸
肌酸+H₂O \xrightarrow{CRH} 肌氨酸+尿素
肌氨酸+H₂O+O₂ \xrightarrow{SAO} 甘氨酸+甲醛+H₂O₂
2H₂O₂+4-AAP+TBHBA \xrightarrow{POD} 靛胺胺色素+H₂O

j) 钾（K⁺），酶法

磷酸烯醇丙酮酸（PEP）与二磷酸腺苷（ADP）在钾依赖性丙酮酸激酶（PK）催化下，生成丙酮酸和三磷酸腺苷。丙酮酸在乳酸脱氢酶（LDH）催化下，与NADH反应生成乳酸和NAD⁺，反应中NADH的消耗量与样品中钾离子浓度成正比。监测340/405nm处吸光度下降速率，可计算钾离子含量。

PEP+ADP \xrightarrow{PK} 丙酮酸+ATP
丙酮酸+NADH+H⁺ \xrightarrow{LDH} 乳酸+NAD⁺

k) 钠（Na⁺），酶法

邻硝基苯酚-β-D-半乳糖苷（ONPG）在钠依赖性β-D-半乳糖苷酶催化下生成邻硝基苯酚和半乳糖。邻硝基苯酚的生成量和样品中钠离子浓度成正比。邻硝基苯酚在碱性环境中呈黄色，405/505nm处吸光度上升速率与样品中钠离子浓度成正比。

ONPG $\xrightarrow{Na^+}$ 邻硝基苯酚+半乳糖

l) 氯（Cl⁻），酶法

氯离子激活α-淀粉酶，催化分解2-氯-4-硝基苯酚-麦芽二糖苷（CNP-G2）为麦芽二糖和2-氯-4-硝基苯酚（CNP）。后者在405/505nm有吸收峰，吸光度上升速率与样品中氯离子含量成正比。

CNP-G2+H₂O $\xrightarrow{\alpha-AM}$ CNP+G2
m) 二氧化碳（CO₂），酶法

碳酸酐酶在磷酸烯醇丙酮酸羧化酶（PEPC）催化下，和磷酸烯醇丙酮酸反应，生成草酰乙酸和磷酸。草酰乙酸在苹果酸脱氢酶（MDH）催化下，生成苹果酸。同时NADH被氧化为NAD⁺。

在340/405nm处，吸光度下降速率与样品中二氧化碳含量成正比。
磷酸烯醇丙酮酸+HCO₃⁻ \xrightarrow{PEPC} 草酰乙酸+磷酸
草酰乙酸+NADH+H⁺ \xrightarrow{MDH} 苹果酸+NAD⁺

【主要组成成分】

1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅提供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。

2、每个试剂盘片中主要成分含量如下：（复溶后计）

成分	含量
天门冬氨酸转氨酶检测试剂	13.5 μL
肌酸激酶检测试剂	13.5 μL
肌酸激酶同工酶检测试剂	13.5 μL
乳酸脱氢酶检测试剂	13.5 μL
α-羟丁酸脱氢酶检测试剂	13.5 μL
葡萄糖检测试剂	6.6 μL
淀粉酶检测试剂	13.5 μL
尿酸检测试剂	13.5 μL
肌酐检测试剂	13.5 μL
钾检测试剂	13.5 μL
钠检测试剂	13.5 μL
氯检测试剂	13.5 μL
二氧化碳检测试剂	5.3 μL
稳定剂	适量

3、使用本试剂盒A型须自备稀释液。稀释液应符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露于空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。

【储存条件及有效期】

- ◆ 生产日期及使用期限：见标签。
- ◆ 本产品应在2-8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盒独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。
- ◆ 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。

【样本要求】

- ◆ 无溶血的血浆/血清。抗凝样本应采用对生化检验影响较小的抗凝剂，建议使用肝素锂。
- ◆ 样本采集后应在30分钟内进行检测。如在样本离体较长时间后再进行检测，可能影响检验结果的准确性。如果不能及时检测，应分离出血浆或血清在2-8℃避光密封保存，并在24小时内直接检测，且样本可直接检测，无须恢复室温。
- ◆ 建议使用静脉血样本，一般选择肘前静脉，患者采取坐位或者仰卧位，宜清晨空腹采集样本，用药后应超出药效周期后再进行检测。如使用末梢血建议各实验室建立末梢血各项项目的参考值（参考范围）。
- ◆ 避免使用溶血样本。
- ◆ 剧烈运动或者手术、肌肉注射或静脉注射和输液等可能会对样本检测结果产生影响。
- ◆ 超出试剂盒检测项目线性范围的样本，应对样本进行稀释后测定，可使用纯化水进行稀释后测定，最大稀释倍数为5倍。
- ◆ 样品中干扰物质超出下表限制浓度时，可能对相应项目检测结果的准确性造成影响：

项目	干扰物的限制浓度（≤）					
	胆红素 mg/dL	Intralipid mg/dL	血红蛋白 mg/dL	维生素C mg/dL	丙酮酸 mmol/L	肌酸 μmol/L
AST	40	600	50	25	1	—
CK	40	1000	400	100	—	—
CK-MB	10	125	100	100	—	—
LDH	40	1000	50	100	—	—
α-HBDH	40	250	50	100	—	—
GLU	40	600	1000	50	1	—
AMY	40	1000	400	100	—	—
UA	22.5	120	800	10	—	—
CRE	40	1050	500	25	—	600
K ⁺	16	150	50	75	—	—
Na ⁺	10	150	50	75	—	—
Cl ⁻	18	210	50	75	—	—
CO ₂	45	525	250	75	—	—

【检验方法】

1、器材准备
数量适宜的试剂盘片；Celcare M1/M2/M5 型或 Pointcare M1/M3/M4/M3i/M3ix4 型全自动生化分析仪；稀释液；移液器；吸头。

2、操作步骤

① 按仪器使用说明书操作，扫描试剂盘片包装上的二维码，读取试剂信息。

② A型：拆出试剂盘片平放，在样本孔加入约100μL待测样本（血浆、血清），在稀释液孔加入约450μL稀释液，放在生化仪试剂盘片托盘正中。按仪器操作说明书进行检测，读取检测结果。

B型：拆出试剂盘片平放，在样本孔加入约100μL待测样本（血浆、血清），撕掉稀释液铝条，放在生化仪试剂盘片托盘正中。按仪器操作说明书进行检测，读取检测结果。

特别注意：

- ◆ 二维码包含测试所需信息，且每批次产品不同，必须与同一批次的试剂盘片对应使用，不可混用，否则会得到错误的检测结果。
- ◆ 产品过失效期时，将无法进行测试。
- ◆ 如产品独立包装在使用前已被破损，或者拆开包装后发现试剂盘片有碎屑现象，均不能用于检测，否则可能导致检测过程异常，甚至损坏生化仪。试剂盘片发生高处坠落时，无论此盘片有无产生肉眼可见的碎裂，均不可用于检测，以免造成更严重的安全事故。
- ◆ 试剂盘片表面如有异物和污渍，可能影响检测结果的准确性。操作时应特别小心，避免触摸试剂盘片上下两面。建议戴无粉手套操作。
- ◆ 加样时，应在吸头尖端插入相应加液孔后，再按下移液器按钮，以保证液体完全进入盘片内部。加样时如有液体洒在盘片表面，须用吸水纸小心擦拭干净，方可上机测试。
- ◆ 试剂盘片加入样本和稀释液后，应立即上机测试。加样后的试剂盘片在上机测试前，应避免过度倾斜和故意振荡。
- ◆ 样本加入量约为90-120μL，稀释液的加入量约为430-470μL，否则可能导致检测过程异常。
- ◆ 为避免交叉污染，同一吸头不可重复用于吸取多个样本，也不可混用于吸取样本和稀释液。

3、校准程序

Celcare M1/M2/M5 型或 Pointcare M1/M3/M4/M3i/M3ix4 型全自动生化分析仪已内置自动定标功能，按规定步骤操作即可得到正确的检测结果。

如有需要，用户也可自行人工定标：
按 Celcare M1/M2/M5 型或 Pointcare M1/M3/M4/M3i/M3ix4 型全自动生化分析仪说明书所示方法操作，进入定标程序。将校准液加入试剂盘的样本孔，A型将稀释液加入稀释液孔，B型撕掉稀释液铝条，进行定标。

校准液可使用市售复合生化校准血清，但应注意其定值溯源性是否符合要求。人工定标结果仅对定标所使用批次的试剂盘片适用。完成定标后，使用该批次试剂盘片进行测试时，系统将调用人工定标结果进行运算。改变试剂盘片批号后，系统将恢复使用自动定标。

4、质量控制程序

检测临床样本时应同批测试质控品，测值应在规定的靶值范围内。

质控品可使用市售复合生化质控血清。

5、试验结果的计算

Celcercare M1/M2/M5 型或 Pointcare M1/M3/M4/M3i/M3ix4 型全自动生化分析仪内置计算功能,根据吸光度变化值自动计算各项目检验结果,并显示和打印。

【参考区间】

各项目参考值(参考范围)如下:

天门冬氨酸氨基转移酶: 男性: 15~40 U/L
女性: 13~35 U/L

肌酸激酶: 男性: 38~174 U/L

女性: 26~140 U/L

肌酸激酶同工酶: ≤25 U/L

乳酸脱氢酶: 109~245 U/L

α-羟丁酸脱氢酶: 72~182 U/L

葡萄糖: 3.9~6.1 mmol/L

淀粉酶: ≤220 U/L

尿酸: 男性: 208~428 μmol/L

女性: 155~357 μmol/L

肌酐: 男性: 54~109 μmol/L

女性: 45~84 μmol/L

血清钾: 3.5~5.3 mmol/L

血清钾: 3.0~5.1 mmol/L

钠: 137~147 mmol/L

氯: 99~110 mmol/L

二氧化碳: 23~29 mmol/L

上述参考区间基于《全国临床检验操作规程(第四版)》和 WS/T 402-2012 临床常用生化检验项目参考区间第 1 部分和第 3 部分,选取健康人群建立,由于地理、人种、性别及年龄等差异,建议各临床生化实验室建立自己的参考区间。

【检验结果的解释】

溶血标本可能对检验结果的准确性造成影响。

样品黄疸、脂浊较严重时,可能会对各项检验结果有不同程度的干扰。此时报告单上会出现警示标识。

干扰物质超出限制浓度时需要确认。

样本测定值高出本试剂盒检测线性范围时,检测结果的偏差可能超出预期,需要确认,应采用稀释或者其他方法重新检测。

使用血浆样本时,K⁺测定结果会低于参考范围 0.2~0.5mmol/L。

【检验方法的局限性】

本试剂盒仅供体外诊断用,仅适用于天津微纳芯科技股份有限公司生产的全自动生化分析仪。

本试剂盒中项目的检测结果仅供临床参考,不能作为单独或者排除病情的依据,只是临床医师对患者进行辅助诊断的指标之一,临床医生还需要根据患者的体征、病史以及其他的诊断项目和诊断手段进行综合判断。

本试剂盒在样品中干扰物质(如胆红素、脂类、维生素 C、丙酮酸、肌酸等)超出限制浓度时,会使测定结果产生部分偏离。

【产品性能指标】

A) 试剂空白吸光度

a) 天门冬氨酸氨基转移酶: A₂≥1.0000

b) 肌酸激酶: A₂≤0.5000

c) 肌酸激酶同工酶: A₂≤0.5000

d) 乳酸脱氢酶: A₂≤0.5000

e) α-羟丁酸脱氢酶: A₂≥1.1000

f) 葡萄糖: A₂≤0.6000

g) 淀粉酶: A₂≤0.3500

h) 尿酸: A₂≤0.2000

i) 肌酐: A₂≤0.5000

j) 钾: A₂≥1.0000

k) 钠: A₂≤1.0000

l) 氯: A₂≤1.0000

m) 二氧化碳: A₂≥5.0000

B) 试剂空白吸光度变化率

a) 天门冬氨酸氨基转移酶: ΔA₂≤0.0040/min

b) 肌酸激酶: ΔA₂≤0.0020/min

c) 肌酸激酶同工酶: ΔA₂≤0.0020/min

d) 乳酸脱氢酶: ΔA₂≤0.0020/min

e) α-羟丁酸脱氢酶: ΔA₂≤0.0020/min

f) 淀粉酶: ΔA₂≤0.0020/min

g) 钾: ΔA₂≤0.2000/min

h) 钠: ΔA₂≤0.5000/min

i) 氯: ΔA₂≤0.3000/min

j) 二氧化碳: ΔA₂≤0.2000/min

C) 准确度

各项目相对偏差 B%应符合以下规定:

a) 天门冬氨酸氨基转移酶: B%≤15.0%

b) 肌酸激酶: B%≤10.0%

c) 肌酸激酶同工酶: B%≤15.0%

d) 乳酸脱氢酶: B%≤10.0%

e) α-羟丁酸脱氢酶: 比对试验, r²≥0.9500, B%≤10.0%

f) 葡萄糖: 在浓度≤4.16mmol/L 时,绝对偏差≤不超过

±0.833mmol/L;当浓度>4.16mmol/L 时,相对偏差 B%≤20.0%

g) 淀粉酶: B%≤10.0%

h) 尿酸: B%≤10.0%

i) 肌酐: B%≤10.0%

j) 钾: B%≤15.0%

k) 钠: B%≤15.0%

l) 氯: B%≤15.0%

m) 二氧化碳: B%≤10.0%

D) 线性范围

a) 天门冬氨酸氨基转移酶: 在 5~1100U/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 样品 AST 活性在 50~1100U/L 时,线性相对偏差应

≤10.0%; 在 5~50U/L 时,线性绝对偏差应≤5.0U/L。

b) 肌酸激酶: 在 20~1000U/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 样品 CK 活性在 101~1000U/L 时,线性相对偏差应≤10.0%; 在 20~100U/L 时,线性绝对偏差应≤10.0U/L。

c) 肌酸激酶同工酶: 在 5~200U/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 线性偏差应至少符合以下二者之一: 相对偏差≤10.0%,或绝对偏差

≤8.0U/L。

d) 乳酸脱氢酶: 在 25~800U/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 样品 LDH 活性在 101~800U/L 时,线性相对偏差应≤10.0%; 在 25~100U/L 时,线性绝对偏差应≤10.0U/L。

e) α-羟丁酸脱氢酶: 在 25~800U/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 样品 α-HBDH 活性在 101~800U/L 时,线性相对偏差应≤10.0%; 在 25~100U/L 时,线性绝对偏差应≤10.0U/L。

f) 葡萄糖: 在 1~30mmol/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 样品 Glu 浓度在 3.5~30mmol/L 时,线性相对偏差应≤10.0%; 在

1~3.5mmol/L 时,线性绝对偏差应≤0.5mmol/L。

g) 淀粉酶: 在 5~1100U/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 样品 AMY 浓度在 50U/L~1100 U/L 时,线性相对偏差应≤10.0%; 在 5U/L~50U/L 时,线性绝对偏差应≤5.0U/L。

h) 尿酸: 在 150~900μmol/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 线性偏差应至少符合以下二者之一: 相对偏差≤10.0%,或绝对偏差

≤50.0μmol/L。

i) 肌酐: 在 20~1500μmol/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 样品 Cre 浓度 70~1500μmol/L 时,线性相对偏差应≤10.0%; 在 20~70μmol/L 时,线性绝对偏差应≤7.0μmol/L。

j) 钾: 在 1~8mmol/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 线性偏差应至少符合以下二者之一: 相对偏差≤10.0%,或绝对偏差≤0.5mmol/L。

k) 钠: 在 90~170mmol/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 线性相对

偏差≤10.0%。

l) 氯: 在 60~140mmol/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 线性相对偏差≤10.0%。

m) 二氧化碳: 在 10~35mmol/L 范围内,相关系数 r²≥0.9900; 线性偏差应至少符合以下二者之一: 相对偏差≤10.0%,或绝对偏差

≤3.0mmol/L。

E) 分析灵敏度

a) 天门冬氨酸氨基转移酶: 在线性范围内,每 10U/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在 0.0001~0.0100 之间。

b) 肌酸激酶: 在线性范围内,每 10U/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在 0.0001~0.0100 之间。

c) 肌酸激酶同工酶: 在线性范围内,每 10U/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在 0.0001~0.0100 之间。

d) 乳酸脱氢酶: 在线性范围内,每 10U/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在 0.0001~0.0100 之间。

e) α-羟丁酸脱氢酶: 在线性范围内,每 10U/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在 0.0001~0.0100 之间。

f) 葡萄糖: 在线性范围内,每 1mmol/L 的吸光度变化值 ΔA 在

0.1000~0.6000 之间。

g) 淀粉酶: 在线性范围内,每 1U/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在

0.0002~0.0100 之间。

h) 尿酸: 在线性范围内,每 10μmol/L 尿酸的吸光度变化值 ΔA 在

0.0001~0.0500 之间。

i) 肌酐: 样品 Cre 浓度为 100 μmol/L 时的吸光度变化值 ΔA 在

0.0001~0.3000 之间。

j) 钾: 在线性范围内,每 1mmol/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在

0.0001~0.3000 之间。

k) 钠: 在线性范围内,每 1mmol/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在

0.0001~0.3000 之间。

l) 氯: 在线性范围内,每 1mmol/L 的吸光度变化率值 ΔA/min 在

0.0001~0.3000 之间。

m) 二氧化碳: 在线性范围内,每 1mmol/L 的吸光度变化率值

ΔA/min 在 0.1000~1.0000 之间。

F) 重复性(批内精密度)

a) 天门冬氨酸氨基转移酶: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

b) 肌酸激酶: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

c) 肌酸激酶同工酶: 批内变异系数(CV)应≤10.0%

d) 乳酸脱氢酶: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

e) α-羟丁酸脱氢酶: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

f) 葡萄糖: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

g) 淀粉酶: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

h) 尿酸: 批内变异系数(CV)应≤4.0%

i) 肌酐: 批内变异系数(CV)应≤5.0%,应包含浓度为(100±10) μmol/L 的血清样品或质控样品

j) 钾: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

k) 钠: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

l) 氯: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

m) 二氧化碳: 批内变异系数(CV)应≤5.0%

G) 批间差(批间精密度)

a) 天门冬氨酸氨基转移酶: 批间变异系数(R)应≤10.0%

b) 肌酸激酶: 批间变异系数(R)应≤10.0%

c) 肌酸激酶同工酶: 批间变异系数(R)应≤10.0%

d) 乳酸脱氢酶: 批间变异系数(R)应≤10.0%

e) α-羟丁酸脱氢酶: 批间变异系数(R)应≤10.0%

f) 葡萄糖: 批间变异系数(R)应≤10.0%

g) 淀粉酶: 批间变异系数(R)应≤10.0%

h) 尿酸: 批间变异系数(R)应≤6.0%

i) 肌酐: 批内变异系数应≤10.0%,应包含浓度为(100±10) μmol/L 的血清样品或质控样品

j) 钾: 批间变异系数(R)应≤10.0%

k) 钠: 批间变异系数(R)应≤10.0%

l) 氯: 批间变异系数(R)应≤10.0%

m) 二氧化碳: 批间变异系数(R)应≤10.0%

H) 稳定性

在试剂盒使用有效期满时检测,其性能应符合 A~F 的要求。

【注意事项】

- 1、本产品仅供体外诊断使用,试剂中所含化学成分接触人体后会产生不良影响。
- 2、本产品的检测结果仅供临床参考,对患者的临床诊治应结合其症状/体征、病史、其他实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。
- 3、使用不同生产商的试剂对同一份样本检测可能会存在差异。
- 4、试剂盘片只能一次性使用。完成检测的试剂盘,可能含有致病性病原并具感染性,必须按试验所在地法律规定的的方法进行处理。
- 5、对所有样本和反应废弃物都视为传染源对待,提示操作者采取必要的防护措施。
- 6、本产品检测对象为人血浆或血清样本,可能带有致病病原体,所以应按传染病实验室要求操作。
- 7、溶血或者延迟分离血清均可使血清钾浓度增高,应及时分离血清,置于具塞试管内冰箱保存。若遇标本溶血,应在报告单上注明,以便于临床医生对结果的解释。
- 8、在测定血清或者血浆样本时,取血后应立即迅速将血浆或血清分离,以免因血中 HCO₃⁻与红细胞内氯离子发生转移而使氯化物测定结果偏高。
- 9、许多生化试剂中含有钠离子,在测定时应注意交叉污染。
- 10、采用不同方法的试剂检测所得结果不应直接相互比较,以免造成错误的医学解释;建议实验室在发给临床医生的检测报告中注明所用试剂特征。
- 11、使用末梢血样本时需注意样本溶血对测定结果准确度的影响。
- 12、使用末梢血样本建议各实验室建立末梢血各项项目的参考值(参考范围)。

【参考文献】

《全国临床检验操作规程(第四版)》

【基本临床】

注册人/生产企业名称: 天津微纳芯科技股份有限公司
住所: 天津经济技术开发区洞庭路 122 号 A 区厂房 1-4 楼全部、3 段办公区 1 楼 2 楼 4 楼 5 楼全部、2 段办公区 5 楼全部
联系方式: 022-59861155
售后服务单位名称: 天津微纳芯科技股份有限公司
联系方式: 022-59861155

生产地址: 天津开发区洞庭路 122 号 A 区厂房 1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01
生产许可证编号: 津药监械生产许 20110342 号

【医疗器械注册证/产品技术要求编号】

津械注准 20182400117

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期: 2018 年 11 月 01 日

修改日期: 2024 年 02 月 01 日